

今、ポジショニングの  
常識が変わる！

仰臥位・側臥位用ポジショニングクッション  
メンタル（メンテナンス付レンタル）クッション

# ファーストムーン

*fast simple steady  
and clean maintenance-system*

安定型クッションで、しっかりサポート！

メンタルマット® 開発元



株式  
会社

カクイクス

<http://www.kakuix.com/>



メンタル（メンテナンス付レンタル）クッション

# ファーストムーン



## 仰臥位・側臥位用クッション

【開発協力医療機関】医療法人 福西会 福西会病院（福岡市早良区）

### 新たなポジショニングパターンをご提供します！


- 仰臥位時及び側臥位時の両下肢保持に使用できます。
- 速く・容易に安定したポジショニングを実現します。
- かかとを浮かせることが出来、踵骨部への床ずれの発生予防と治療に役立ちます。

	レギュラータイプ	ラージタイプ
規格	70/630/600	105/630/750
仕様	カバー：ポリエステル 100% （裏面にポリウレタンフィルム接着） 中素材：ポリウレタンフォーム	

■ カバー：透湿・防水性 洗濯可  
 ※別途交換用カバーもご提供致します。（オプション）



リフトアップ作用にて、  
 臀部の体圧低減効果も  
 期待できます。



注）本製品は体圧低減効果を有しますが、床ずれの発生予防を担保するものではありませんので、総合的な管理を行って下さい。

メンタル（メンテナンス付レンタル）クッション

# ファーストムーン




## 30度側臥位専用クッション

### 安定感のある形でしっかりサポートします！

- 意識のない方や自力での体位保持が出来ない方のために側臥位をサポートします。
- 優しく安定したポジショニングを実現します。
- Ω（オメガ）との併用により両下肢を浮かせることが出来、血液循環が良くなります。

規格	120/700/250
仕様	カバー：ポリエステル 100% （裏面にポリウレタンフィルム接着） 中素材：ポリウレタンフォーム

■ カバー：透湿・防水性 洗濯可  
 ※別途交換用カバーもご提供致します。（オプション）



Ω（オメガ）の充分な  
 横幅で、安定した  
 肢位が確保できます。



メンタル（メンテナンス付レンタル）クッション


## 毎年揃っての一斉交換を行います！

毎年定期的に、「清潔・快適」な  
 クッションに入換えます！

メンタルマット® 開発元



■ 営業部 〒891-0131 鹿児島市谷山港 2-1-2  
 TEL 099-261-4112 FAX 099-262-0038  
<http://www.kakuix.com>



※当社製品「体圧分散用Eマット」との併用により、  
 更なる体圧分散効果が期待できます！